



FR

**MULTILARM®**Ce produit est un dispositif médical.  
Veuillez lire la notice avant de l'utiliser.

Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.

Yeux secs  
et fatiguésSans conservateur  
Sans phosphateConvient aux  
porteurs de  
lentilles de  
contact**1. INDICATIONS**

MULTILARM est destiné à humidifier et lubrifier l'œil en cas de sécheresse ou d'œil fatigué.

MULTILARM est également destiné à lubrifier les lentilles de contact en cas d'inconfort.

Usage ophtalmique uniquement.

**2. CONVIENT AUX UTILISATEURS SUIVANTS**

- Adultes
- Enfants, le produit doit être administré par les parents ou soignants
- Femmes enceintes ou allaitantes sur la base de l'état actuel des connaissances
- Porteurs de lentilles de contact de toutes sortes

**3. CONTRE-INDICATIONS**

Ne pas utiliser MULTILARM si vous êtes allergique à l'un des composants (voir Description du dispositif).

**4. DESCRIPTION DU DISPOSITIF**

MULTILARM est une solution ophtalmique composée d'acide hyaluronique (sous forme de hyaluronate de sodium 0,15%), de chlorure de sodium, de trométamol, d'acide chlorhydrique et d'eau pour solutions injectables.

MULTILARM est une solution stérile, sans phosphate, isotonique et de pH neutre.

La solution est conditionnée en flacon multidose ABAK®. Ce dispositif innovant et breveté permet de dispenser des gouttes ophtalmiques via un filtre de 0,2 µm, empêchant ainsi toute contamination bactérienne de la solution sans l'usage de conservateur.

Par conséquent, MULTILARM est bien toléré, car il ne contient pas de conservateur. L'absence de conservateur permet de protéger les tissus oculaires et évite l'apparition de réaction chez les personnes sensibles aux conservateurs.

**5. BIENFAITS, PERFORMANCES ET MÉCANISMES D'ACTION**

MULTILARM est recommandé pour l'humidification et la lubrification de l'œil en cas de sécheresse ou de fatigue oculaire, induites par des facteurs extérieurs tels que le vent, la fumée, la pollution, la poussière, la chaleur sèche, la climatisation, le transport aérien ou le travail prolongé devant un écran. Il procure un soulagement immédiat et une sensation de confort oculaire pendant la journée.

MULTILARM est aussi recommandé chez les porteurs de lentilles de contact. Il lubrifie et hydrate les lentilles en vue de faciliter leur pose et leur dépose et de permettre leur port tout au long de la journée.

L'ingrédient principal de MULTILARM est l'acide hyaluronique (sous forme de hyaluronate de sodium), un polysaccharide naturel présent dans l'œil humain qui retient l'eau pour hydrater et lubrifier la surface de l'œil. Il maintient la solution sur la surface de l'œil, ce qui procure un soulagement durable et réduit le temps de cicatrisation de la surface oculaire.

**6. RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES**

Aucune formation particulière n'est nécessaire pour utiliser MULTILARM.

Lavez-vous soigneusement les mains avant utilisation. N'utilisez aucun outil pour ouvrir le flacon.

Lorsque vous utilisez MULTILARM pour la première fois, vous constaterez que la première goutte prend plus de temps à sortir en raison du système de filtration unique du flacon (voir la description du dispositif).

Refermez le flacon après utilisation.

**Pour humidifier et lubrifier l'œil :**

**Posologie :** 1 goutte dans chaque œil pendant la journée aussi souvent que nécessaire.

Instiller une goutte dans la paupière inférieure, en tirant légèrement la paupière inférieure vers le bas et en regardant vers le haut. Fermer l'œil doucement après application.

**Pour lubrifier et hydrater les lentilles :**

**Posologie :** Une goutte sur chaque lentille au moment de la pose ou de la dépose, et aussi souvent que nécessaire pendant la journée.

Avant de mettre vos lentilles de contact, appliquez simplement une goutte dans la concavité de la lentille quand elle est sur votre doigt.

Mettez votre lentille comme d'habitude et clignez des yeux à plusieurs reprises pour permettre une répartition uniforme de la solution de MULTILARM sur l'œil et la surface des lentilles de contact.

**7. PRÉCAUTIONS D'EMPLOI**

Produit multidose pour un patient unique.

**Ne partagez pas le flacon avec d'autres personnes pour éviter une contamination croisée.**

Vérifiez que l'emballage est intact avant la première utilisation. Vérifiez que la bague d'inviolabilité du flacon est intacte avant la première utilisation.

Pour éviter toute contamination, veillez à ce que l'embout du flacon n'entre jamais en contact avec quoi que ce soit.

Veillez contacter un professionnel de santé si vos symptômes empiront ou ne s'améliorent pas.

**8. AVERTISSEMENTS**

Tenir hors de la vue et de la portée des enfants.

Ne pas injecter et ne pas avaler.

Après utilisation, ne conduisez pas et n'utilisez pas de machines si votre vision est floue : attendez quelques minutes, le temps que votre vue redevenue nette.

Attendez au moins 10 minutes avant l'utilisation d'autres produits oculaires.

Ne diluez jamais MULTILARM et ne le mélangez jamais avec d'autres solutions.

Le flacon peut fuir en cas de pression atmosphérique basse après la première utilisation.

**9. EFFETS SECONDAIRES**

Les effets secondaires suivants ont été signalés : rare possibilité d'irritations oculaires, réactions allergiques, douleurs oculaires, sensation de corps étranger, vision floue et rougeur des yeux. Dans ce cas, si vous portez des lentilles de contact retirez-les.

Lorsque vous utilisez des gouttes ophtalmiques, vous pouvez ressentir des symptômes gênants tels qu'une sensation de brûlure dans l'œil ou de picotement dans l'œil pendant quelques instants.

Si vous remarquez un effet secondaire ou une sensation inhabituelle après avoir utilisé le produit, veuillez contacter un professionnel de santé et signaler le problème au distributeur local, au fabricant ou à une autorité de santé (voir les coordonnées en fin de notice).

**10. CONDITIONS DE STOCKAGE ET D'ÉLIMINATION DES DÉCHETS**

À conserver entre 8 °C et 30 °C.

Ne pas exposer le produit à la lumière directe du soleil ou à l'humidité.

Ne pas utiliser le produit après la date d'expiration indiquée sur le flacon ou sur l'emballage extérieur.

La date d'expiration se réfère au dernier jour du mois indiqué si l'emballage est resté intact et dans des conditions de stockage appropriées.

Le produit peut être utilisé pendant 6 mois après qu'il ait été ouvert pour la première fois. Passé ce délai, jetez le produit de manière appropriée.

Éliminez les déchets de façon responsable conformément aux réglementations locales.

**Date d'apposition du marquage CE : 2020.**

**Date d'émission et numéro de version de la notice : Ver.5 11/2023**

MULTILARM® est une marque déposée des Laboratoires Théa. ©2024, Laboratoires Théa. All rights reserved.

**Fabricant :**

Laboratoires Théa  
12 rue Louis Blériot  
63017 Clermont-Ferrand Cedex 2 France

www.laboratoires-thea.com  
Section « Contactez-nous »

**Distributeur :**

THEA PHARMA, 37 rue Georges Besse 63100 Clermont-Ferrand

**Autorité de santé :**

ANSM 143/147, boulevard Anatole France 93285 SAINT-DENIS CEDEX

**11. SIGNIFICATION DES PICTOGRAMMES PRÉSENTS SUR L'EMBALLAGE**

	Fabricant		Consulter les instructions d'utilisation
	Code de lot		Un seul patient, plusieurs utilisations
	Date de fabrication		Dispositif médical
	Craint l'humidité		Attention
	Limite de température		Conserver à l'abri de la lumière du soleil
	Date limite d'utilisation		Identifiant Unique de Dispositif
	Stérilisé avec des techniques aseptisées		Référence catalogue
	Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé et consulter les instructions d'utilisation		Système de barrière stérile unique avec emballage de protection extérieur

Théa

Laboratoires Théa

12, rue Louis Blériot, 63017 Clermont-Ferrand Cedex 2, France

MT557SH10L26/024