



FR

THEAPHY®

Solution isotonique stérile de chlorure de sodium 0,9% en récipient unidose pour l'hygiène des yeux, du nez, des oreilles, le lavage des plaies et pour inhalation

Non injectable

## 1. INDICATION

**THEAPHY®** convient aux nourrissons, aux enfants et aux adultes :

- Pour l'hygiène nasale : en instillation ou en lavage pour les nez secs ou encombrés,
- Pour l'hygiène oculaire : en instillation, en lavage ou en bain,
- Pour l'hygiène auriculaire,
- Pour le lavage des plaies,
- Pour inhalation en aérosolthérapie.

## 2. FORME ET PRÉSENTATION

Boîte de 10 unidoses de 5 mL

## 3. COMPOSITION

Chlorure de Sodium .....0,9 g  
Eau purifiée .....q.s.p 100 mL

Sans conservateur.

## 4. MODE D'EMPLOI

Se laver soigneusement les mains avant utilisation.

Détacher un récipient unidose et l'ouvrir en tournant sa partie supérieure.

### Pour l'hygiène nasale et oculaire

Peut être utilisé quotidiennement pour l'hygiène nasale et oculaire, à raison de 1 à 6 lavage(s) par jour, en fonction des besoins.

- Pour l'hygiène du nez : en instillation ou en lavage pour les nez secs ou encombrés.

Incliner la tête sur le côté.

Introduire délicatement l'embout dans la narine et appuyer légèrement sur l'unidose. Répéter l'opération pour l'autre narine.

Redresser la tête pour laisser s'écouler les mucosités, puis essuyer l'excédent. Ne pas se moucher violemment au cours des 10 minutes suivant l'administration.

Chez le nourrisson, instiller le produit avec le minimum de pression afin d'éviter tout risque de contamination de l'oreille moyenne.

- Pour l'hygiène des yeux : en instillation, en lavage ou en bain.

Déposer quelques gouttes de solution dans chaque œil.

Essuyer l'excédent de liquide avec une compresse.

Ne pas mettre l'unidose en contact avec la surface de l'œil.

En cas d'utilisation d'un autre produit à usage oculaire, commencer par utiliser **THEAPHY®** puis attendre 15 minutes avant son instillation. La solution est compatible avec le port des lentilles de contact.

### Pour l'hygiène auriculaire

En rinçage. Pour une parfaite hygiène auriculaire, après utilisation d'une solution tensio- active auriculaire, utiliser le produit pour évacuer les dépôts solubilisés de cérumen et rincer le conduit auditif externe.

Un récipient unidose peut être utilisé pour les 2 oreilles. Essuyer l'excédent de liquide avec une compresse.

### Pour le lavage des plaies

Rincer la plaie en utilisant la totalité de la solution contenue dans l'unidose.

Essuyer l'excédent de liquide uniquement sur la peau saine. Ne pas mettre l'unidose en contact avec la surface de la plaie.

### Pour l'inhalation en aérosolthérapie

Si la solution est utilisée comme solvant pour inhalation en aérosolthérapie, reportez-vous aux instructions indiquées sur le produit à inhaler.

Si la solution est utilisée seule, reportez-vous aux instructions indiquées sur l'appareil d'aérosolthérapie.

Demander conseil à votre médecin en cas de première utilisation ou en cas d'hypersensibilité respiratoire.

## 5. PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Usage unique et individuel.

Après ouverture : utiliser immédiatement et jeter le récipient unidose après usage.

Ne pas utiliser la même unidose pour les différentes utilisations.

Ne pas injecter.

Ne pas utiliser après la date limite d'utilisation.

Ne pas utiliser une unidose endommagée.

Ne pas laisser à la portée des enfants.


Toute unidose entamée ne doit pas être réutilisée : la solution ne contenant pas de conservateurs, une réutilisation de ce produit conduirait au risque d'administrer une solution contaminée.

**THEAPHY®** est un dispositif médical de classe IIa stérile.

**Date d'obtention du marquage CE : 16/09/2016.**

**Date de révision des instructions d'utilisation : 09/2017.**

### Fabricant :

 Laboratoire UNITHER  
151, Rue André Durouchez  
ESPACE INDUSTRIEL NORD  
CS 28028 - 80084 AMIENS - Cedex 2 - FRANCE

### Distributeur :

THEA PHARMA  
37 rue Georges Besse  
63100 Clermont-Ferrand

Fabriqué en France.

© 2024, Laboratoires Théa. Tous droits réservés.

 0459

STERILE A

050449  
191050449  
191

 Théa

Laboratoires Théa  
12, rue Louis Blériot, 63017 Clermont-Ferrand Cedex 2, France  
[www.laboratoires-thea.com](http://www.laboratoires-thea.com)

N10211U10L01/0324